



全组份分析试验送样要求

样品要求:

- * 为了保证各样品中杂质的数目和种类尽可能相同, 请尽量提供连续生产的产品;
- * 请提供7*100g 大批(大样)和7*20g小批样品(小样), 并且对应编号;
- (根据委托方检测内容不同, 或略有增加)

包装要求:

- * 送检样品均需密封包装, 且包装完整无破漏, 否则不予接收检测。
- * 对光敏感的产品, 请做好适当的送样包装。

资料要求:

- * 请提供详细的产品信息、注册登记要求以及该产品的合成路线并注明所使用的试剂、溶剂、中间体结构和纯度等信息;
- * 请提供合成工艺中最后1~2步反应所使用的中间体或原料, 每个在10g以上;
- * 储存要求(如无特殊要求, 产品将默认为常温存放)。

选送:

- * 产品的分析方法
- * 产品的COA
- * 中间体或原料的COA

理化性质指标试检测送样要求

样品要求:

- * 理化检测项目建议送样时, 固体样品提供至少1.5kg的量, 液体样品至少1.5L量。
- * 具有爆炸性的样品, 请联系客服人员, 确定送样量。

包装要求:

- * 送检样品均需密封包装, 且包装完整无破漏, 否则不予接收检测。
- * 对光敏感的产品, 请做好适当的送样包装。

资料要求:

- * 如果做“对包装材料的腐蚀性”试验的, 则还须提供原包装或与原包装材料一样的包装模型(在原包装规格太大, 不能进行试验时)。一般情况下, 以原包装为佳。
- * 提供样品贮存条件。